

MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASTRAÇÃO

Categoria	Material/Equipamento	Especificação sugerida
Instrumental cirúrgico	Lâminas de bisturi	Nº 10, 11, 15, 20, 22, 23 ou 24, conforme necessidade
Sutura	Fio absorvível	Poliglactina 910, poliglecaprone ou polidioxanona
Sutura	Fio não absorvível	Nylon ou polipropileno
Sutura	Agulha cirúrgica	Atraumática, curva, ponta cilíndrica ou cortante
Descartáveis	Campo cirúrgico estéril	Descartável ou reutilizável esterilizado
Descartáveis	Compressa de gaze estéril	Tamanho compatível
Descartáveis	Gaze não estéril	Para limpeza e preparo
Descartáveis	Algodão	Hidrófilo
Descartáveis	Atadura	Crepom ou similar
Descartáveis	Esparadrapo	Tamanhos variados
Descartáveis	Fita microporosa	Tamanhos variados
Descartáveis	Luvas cirúrgicas estéreis	Tamanhos variados
Descartáveis	Luvas de procedimento	Tamanhos variados
Descartáveis	Roupa cirúrgica reutilizável	Tecido lavável e esterilizável
Descartáveis	Touca	Descartável
Descartáveis	Máscara	Descartável
Descartáveis	Propé	Descartável
Antissepsia	Clorexidina degermante	Concentração conforme protocolo
Antissepsia	Clorexidina alcoólica	Concentração conforme protocolo
Antissepsia	Álcool 70%	Uso externo
Antissepsia	Cloreto de sódio 0,9% (solução fisiológica)	Frascos ou bolsas
Anestesia e acesso venoso	Ringer com lactato	Frascos ou bolsas
Anestesia e acesso venoso	Cateter intravenoso	Calibres variados
Anestesia e acesso venoso	Equipo de infusão	Macrogotas ou microgotas
Anestesia e acesso venoso	Seringa	1, 3, 5, 10, 20 e 60 mL
Anestesia e acesso venoso	Agulha hipodérmica	Calibres variados
Anestesia e acesso venoso	Torneira de três vias	Estéril
Anestesia e acesso venoso	Tubo endotraqueal	Diversos diâmetros
Preparo e recuperação	Tapete absorvente	Descartável
Preparo e recuperação	Colar elizabetano / roupa cirúrgica	Tamanhos variados

Esterilização	Papel grau cirúrgico	Tamanhos variados
Esterilização	Indicador químico	Compatível com autoclave
Esterilização	Indicador biológico	Compatível com autoclave
Esterilização	Detergente enzimático	Para instrumentais
Esterilização	Escova para instrumentais	Cerdas adequadas
Resíduos	Coletor para perfurocortantes	Tamanho compatível
Resíduos	Saco para resíduo infectante	Branco leitoso, conforme legislação
Apoio	Ficha anestésica e cirúrgica	Impressa ou digital
Antissepsia	Álcool iodado	Concentração conforme protocolo
Antissepsia	Esponja/escova cirúrgica com clorexidina	Impregnada com clorexidina
Produtos auxiliares	Água oxigenada	Concentração conforme protocolo
Produtos auxiliares	Tintura de benjoim	Uso tópico
Anestesia e acesso venoso	Equipo para bomba de infusão	Compatível com o equipamento
Anestesia inalatória	Cal sodada / absorvente de CO ₂	Compatível com o circuito anestésico
Anestesia inalatória	Tubulações e conexões para oxigênio	Compatíveis com o sistema instalado
Resíduos	Saco de lixo para resíduo comum	Conforme rotina de segregação
Higienização	Detergente para limpeza de superfícies	Compatível com a rotina de limpeza
Higienização	Desinfetante hospitalar/veterinário	Compatível com as superfícies
Higienização	Papel-toalha	Descartável
Higienização	Sabonete líquido	Para higienização das mãos